



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 95.995  
Artikelbeschreibung Kühlversandbehälter, deutsch

### Produkteigenschaften

Etikett / Druck mit Druck  
Farbe Druck/Etikett rot  
Saugeinlage nein

### Maße

Breite des Produktes 71 mm  
Höhe des Produktes 170 mm  
Länge des Produktes 140 mm

### Material & Farben

Material des Produktes Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)  
Farbe des Produktes weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	P 650, ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	6
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	6
Stück pro Palette	648
Tiefe des Umkartons	308 mm
Breite des Umkartons	223 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0134 cbm
Gewicht des Produktes	0,3448 kg
Gewicht des Umkartons	2,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917084901
EAN des Umkartons	4038917003667

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

