



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 95.1712 |
| Artikelbeschreibung | Superabsorber-Pack, passend für Transportkoffer T 15 und B 17, (LxB): 400 x 300 mm, Flüssigkeitsaufnahme: 1,2 l, 100 Stück/Karton |

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------|--|
| Anwendungsbereich | Versand von Proben, Multi-Safe E-boxen |
| Passend für | Transportkoffer T 15 und B 17 |

Maße

| | |
|----------------------|--------|
| Breite des Produktes | 300 mm |
| Länge des Produktes | 400 mm |

Material & Farben

| | |
|------------------------|-----------|
| Material des Produktes | Zellulose |
|------------------------|-----------|

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.



Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|---------------------|
| Produktkategorie | nicht reguliert |
| CE-Zertifizierung | kein CE-Kennzeichen |
| Chargiert | nein |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 100 |
| Kleinste Unterverpackung | Karton |
| Stück pro Innenkarton | 100 |
| Stück pro Umkarton | 100 |
| Stück pro Palette | 72000 |
| Tiefe des Innenkartons | 90 mm |
| Breite des Innenkartons | 46 mm |
| Höhe des Innenkartons | 170 mm |
| Tiefe des Umkartons | 420 mm |
| Breite des Umkartons | 320 mm |
| Höhe des Umkartons | 140 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0188 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0283 kg |
| Gewicht des Umkartons | 3,5 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917415774 |
| EAN des Umkartons | 4038917065894 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

