



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.1715
Artikelbeschreibung	Transportkoffer T 15, Weithalsfass, (LxBxH): 395 x 395 x 435 mm

Produkteigenschaften

Ausführung	Weithalsfass
Form des Innengefäßes	rund

Maße

Breite des Produktes	395 mm
Höhe des Produktes	435 mm
Länge des Produktes	395 mm

Material & Farben

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
------------------------	----------------------------------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	P 650, ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	1
Stück pro Palette	18
Tiefe des Umkartons	403 mm
Breite des Umkartons	403 mm
Höhe des Umkartons	460 mm
Volumen des Umkartons	0,0747 cbm
Gewicht des Produktes	4,561 kg
Gewicht des Umkartons	5,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917087537
EAN des Umkartons	4038917065627

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

