



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 95.1717.003
Artikelbeschreibung Transportkoffer B 19, ohne seitliche Auflagekante, (LxBxH):
395 x 395 x 435 mm

Produkteigenschaften

Ausführung ohne seitliche Auflagekante

Maße

Breite des Produktes 395 mm
Höhe des Produktes 435 mm
Länge des Produktes 395 mm

Material & Farben

Material des Produktes High Density Polyethylen (HD-PE)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	P 650, ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	18
Tiefe des Umkartons	403 mm
Breite des Umkartons	403 mm
Höhe des Umkartons	460 mm
Volumen des Umkartons	0,0747 cbm
Gewicht des Produktes	3,561 kg
Gewicht des Umkartons	4,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917133173
EAN des Umkartons	4038917069861

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

