



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	95.1717
Artikelbeschreibung	Transportkoffer B 17, mit seitlicher Auflagekante für Blockständer, (LxBxH): 395 x 395 x 435 mm

### **Produkteigenschaften**

Ausführung	mit seitlicher Auflagekante für Blockständer
------------	--

### **Maße**

Breite des Produktes	395 mm
Höhe des Produktes	435 mm
Länge des Produktes	395 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
------------------------	----------------------------------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	P 650, ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	18
Tiefe des Umkartons	403 mm
Breite des Umkartons	403 mm
Höhe des Umkartons	460 mm
Volumen des Umkartons	0,0747 cbm
Gewicht des Produktes	3,561 kg
Gewicht des Umkartons	4,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917087544
EAN des Umkartons	4038917065610

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

