



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 95.1717  
Artikelbeschreibung Transportkoffer B 17, mit seitlicher Auflagekante für Blockständer, (LxBxH): 395 x 395 x 435 mm

### **Produkteigenschaften**

Ausführung mit seitlicher Auflagekante für Blockständer

### **Maße**

Breite des Produktes 395 mm  
Höhe des Produktes 435 mm  
Länge des Produktes 395 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes High Density Polyethylen (HD-PE)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	P 650, ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	1
Stück pro Palette	18
Tiefe des Umkartons	403 mm
Breite des Umkartons	403 mm
Höhe des Umkartons	460 mm
Volumen des Umkartons	0,0747 cbm
Gewicht des Produktes	3,561 kg
Gewicht des Umkartons	4,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917087544
EAN des Umkartons	4038917065610

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

