



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	65.676
Artikelbeschreibung	Schraubverschluss, natur, passend für Versandgefäß 85 x Ø 30 mm, 50 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich	Versand von Proben
Passend für	Versandgefäß 85 x Ø 30 mm

### **Maße**

Länge des Produktes	15 mm
---------------------	-------

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	natur

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    500  
Kleinste Unterverpackung        Karton  
Stück pro Innenkarton            50  
Stück pro Umkarton                500  
Stück pro Palette                  39000  
Tiefe des Umkartons               418 mm  
Breite des Umkartons              278 mm  
Höhe des Umkartons                130 mm  
Volumen des Umkartons          0,0151 cbm  
Gewicht des Produktes            0,0028 kg  
Gewicht des Umkartons            1,73 kg  
EAN des Innenkartons            4038917083300  
EAN des Umkartons                4038917002240

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

