



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	78.574.500
Artikelbeschreibung	Schutzgefäß, mit Saugeinlage, (LxB): 179 x 35 mm, Ø Öffnung: 28 mm, Verschluss beiliegend, Verschluss: natur, 50 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Verschluss	runder Verschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	Versand von Proben
Anwendungsbeispiel	Sekundärverpackung gemäß P 650
Saugeinlage	ja
Form der Öffnung	rund
Flüssigkeitsdicht	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Schutzgefäß, mit Saugeinlage, Länge: 179 mm, Ø**  
**Öffnung: 28 mm, Verschluss beiliegend**

**Seite 2**

### Maße

Durchmesser der Öffnung	28 mm
Breite des Produktes	35 mm
Länge des Produktes	179 mm

### Material & Farben

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	P 650, ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	3000
Tiefe des Umkartons	563 mm
Breite des Umkartons	343 mm
Höhe des Umkartons	500 mm
Volumen des Umkartons	0,0966 cbm
Gewicht des Produktes	0,0231 kg
Gewicht des Umkartons	6,69 kg
EAN des Innenkartons	4038917159463
EAN des Umkartons	4038917159456

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-04-29

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**