



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	78.574
Artikelbeschreibung	Schutzgefäß, (LxB): 179 x 35 mm, Ø Öffnung: 28 mm, Verschluss beiliegend, Verschluss: natur, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss	runder Verschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	Versand von Proben
Anwendungsbeispiel	Sekundärverpackung gemäß P 650
Saugeinlage	nein
Form der Öffnung	rund
Flüssigkeitsdicht	ja

Maße

Durchmesser der Öffnung	28 mm
Breite des Produktes	35 mm
Länge des Produktes	179 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	P 650, ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	3000
Tiefe des Umkartons	563 mm
Breite des Umkartons	343 mm
Höhe des Umkartons	500 mm
Volumen des Umkartons	0,0966 cbm
Gewicht des Produktes	0,0201 kg
Gewicht des Umkartons	5,94 kg
EAN des Innenkartons	4038917159449
EAN des Umkartons	4038917159432

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

