



**Produktspezifikation**  
**Saugeinlage, passend für Versandgefäß 126 x Ø 30 mm, (LxB): 75 x 90 mm**

**Seite 1**



**Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 78.670  
Artikelbeschreibung Saugeinlage, passend für Versandgefäß 126 x Ø 30 mm, (LxB): 75 x 90 mm, 1.000 Stück/Karton

**Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich Versand von Proben, Multi-Safe E-boxen  
Passend für Versandgefäß 126 x Ø 30 mm

**Maße**

Breite des Produktes 90 mm  
Länge des Produktes 75 mm

**Material & Farben**

Material des Produktes Zellulose

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





**Produktspezifikation**  
**Saugeinlage, passend für Versandgefäß 126 x Ø**  
**30 mm, (LxB): 75 x 90 mm**

**Seite 2**

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                nein

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    4000  
Art der Innenverpackung        Karton  
Stück pro Innenkarton            1000  
Stück pro Karton                  4000  
Stück pro Palette                72000  
Volumen des Umkartons         0,036 cbm  
Gewicht des Produktes            0,001 kg  
Gewicht des Umkartons         4,36 kg  
EAN des Innenkartons            4038917377492  
EAN des Umkartons               4038917159937

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:  
2022-11-30

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**