



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 78.684
Artikelbeschreibung Saugeinlage, passend für Versandgefäß 84 x Ø 30 mm, (LxB): 75 x 65 mm, 100 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich Versand von Proben, Multi-Safe E-boxen
Passend für Versandgefäß 84 x Ø 30 mm

Maße

Breite des Produktes 65 mm
Länge des Produktes 75 mm

Material & Farben

Material des Produktes Zellulose

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000
Art der Innenverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Karton 2000
Stück pro Palette 120000
Volumen des Umkartons 0,036 cbm
Gewicht des Produktes 0,0007 kg
Gewicht des Umkartons 1,9 kg
EAN des Innenkartons 4038917083362
EAN des Umkartons 4038917002295

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

