



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	78.684
Artikelbeschreibung	Saugeinlage, passend für Versandgefäß 84 x Ø 30 mm, (LxB): 75 x 65 mm, 100 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Versand von Proben, Multi-Safe E-boxen
Passend für	Versandgefäß 84 x Ø 30 mm

Maße

Breite des Produktes	65 mm
Länge des Produktes	75 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Zellulose
------------------------	-----------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	120000
Tiefe des Innenkartons	180 mm
Breite des Innenkartons	140 mm
Höhe des Innenkartons	50 mm
Tiefe des Umkartons	410 mm
Breite des Umkartons	260 mm
Höhe des Umkartons	305 mm
Volumen des Umkartons	0,0325 cbm
Gewicht des Produktes	0,0007 kg
Gewicht des Umkartons	1,9 kg
EAN des Innenkartons	4038917083362
EAN des Umkartons	4038917002295

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

