



Produktspezifikation

Schutzgefäß, transparent, Bauform: rund, mit Saugeinlage, Länge: 85 mm, Ø Öffnung: 30 mm, ohne Verschluss

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	78.892
Artikelbeschreibung	Schutzgefäß, rund, transparent, Bauform: rund, mit Saugeinlage, Länge: 85 mm, Ø Öffnung: 30 mm, ohne Verschluss, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Versand von Proben
Anwendungsbeispiel	Sekundärverpackung gemäß P 650
Saugeinlage	ja
Form der Öffnung	rund
Flüssigkeitsdicht	ja

Maße

Durchmesser der Öffnung	30 mm
Länge des Produktes	85 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2026-03-08

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

Schutzgefäß, transparent, Bauform: rund, mit Saugeinlage, Länge: 85 mm, Ø Öffnung: 30 mm, ohne Verschluss

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung P 650, ADR
Produktkategorie nicht reguliert
CE-Zertifizierung kein CE-Kennzeichen
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 12000
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 415 mm
Volumen des Umkartons 0,0657 cbm
Gewicht des Produktes 0,0097 kg
Gewicht des Umkartons 5,69 kg
EAN des Innenkartons 4038917084499
EAN des Umkartons 4038917003308

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2026-03-08

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT