



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	78.9925.417
Artikelbeschreibung	Versandbehälter, (LxB): 104,4 x 104,4 mm, Ø Öffnung: 98 mm, Verschluss montiert, Verschluss: rot

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Transport von diagnostischen Proben
Saugeinlage	nein

Maße

Durchmesser	104,4 mm
Durchmesser der Öffnung	98 mm
Breite des Produktes	104,4 mm
Länge des Produktes	104,4 mm
Länge mit Verschluss	207 mm
Länge nutzbar	181 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes	Pappe
Farbe des Verschlusses	rot

Reinheit & Zertifizierung

Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Karton	50
Stück pro Palette	600
Tiefe des Umkartons	528 mm
Breite des Umkartons	465 mm
Höhe des Umkartons	526 mm
Volumen des Umkartons	0,1283 cbm
Gewicht des Umkartons	4,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917155519
EAN des Umkartons	4038917039420

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

