



Produktspezifikation

Transportverpackung, LabMailer Small, mit Saugeinlage, Länge: 82 mm, Ø Öffnung: 78 mm, Verschluss montiert

Seite 1



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 78.9925.418 |
| Artikelbeschreibung | Transportverpackung, LabMailer Small, mit Saugeinlage, (LxB): 82 x 82 mm, Ø Öffnung: 78 mm, Verschluss montiert, Verschluss: rot |

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Anwendungsbereich | Transport von diagnostischen Proben |
| Saugeinlage | ja |

Maße

| | |
|-------------------------|--------|
| Durchmesser | 82 mm |
| Durchmesser der Öffnung | 78 mm |
| Breite des Produktes | 82 mm |
| Länge des Produktes | 82 mm |
| Länge mit Verschluss | 179 mm |
| Länge nutzbar | 153 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-15

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Transportverpackung, LabMajler Small, mit
Saugeinlage, Länge: 82 mm, Ø Öffnung: 78 mm,
Verschluss montiert

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Pappe
Farbe des Verschlusses rot

Reinheit & Zertifizierung

Latexfrei ja
Pyrogenfreiheit nein
Sicherheitsdatenblatt nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 50
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 50
Stück pro Palette 1600
Volumen des Umkartons 0,0692 cbm
Gewicht des Umkartons 11 kg
EAN des Innenkartons 4038917155526
EAN des Umkartons 4038917039437

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-15

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT