



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 84.1412.033
Artikelbeschreibung (LxB): 145 x 98,5 mm, ablösbar, weiß, "FREIGESTELLTE MEDIZINISCHE PROBE", Druck: schwarz, 1000 Stück/Rolle

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett schwarz

Maße

Breite des Produktes 98,5 mm
Länge des Produktes 145 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Art der Innenverpackung Rolle
Stück pro Innenkarton 1000
Stück pro Karton 1000
Stück pro Palette 144000
Tiefe des Umkartons 323 mm
Breite des Umkartons 213 mm
Höhe des Umkartons 145 mm
Volumen des Umkartons 0,01 cbm
Gewicht des Produktes 0,0022 kg
Gewicht des Umkartons 2,5 kg
EAN des Innenkartons 4038917223119
EAN des Umkartons 4038917223102

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

