



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.1410
Artikelbeschreibung	Versandhülle, Material: PE, blau, (LxB): 310 x 180 mm, 50 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Saugeinlage	nein
-------------	------

Maße

Breite des Produktes	180 mm
Länge des Produktes	310 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polyethylen (PE)
Farbe des Produktes	blau

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	P 650
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Karton	1000
Stück pro Palette	64000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	298 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0255 cbm
Gewicht des Produktes	0,0112 kg
Gewicht des Umkartons	11,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917086530
EAN des Umkartons	4038917005081

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

