



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 95.1710
Artikelbeschreibung Schaumfolienbeutel, (LxB): 185 x 230 mm, Material: PE

Maße

Breite des Produktes 230 mm
Länge des Produktes 185 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polyethylen (PE)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 200
Stück pro Innenkarton 200
Stück pro Umkarton 200
Stück pro Palette 6400
Tiefe des Umkartons 458 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Breite des Umkartons	408 mm
Höhe des Umkartons	205 mm
Volumen des Umkartons	0,0383 cbm
Gewicht des Produktes	0,0018 kg
Gewicht des Umkartons	0,91 kg
EAN des Innenkartons	4038917087490
EAN des Umkartons	4038917079648

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

