



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 87.7709.031  
Artikelbeschreibung Akku Akku für Schlauchstripper AST-2

### Produkteigenschaften

Anwendungsbereich Gewinnung von Blut und Blutprodukten  
Versorgungsspannung 7,2 V  
Akkuleistung 700 mAh

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 1  
Stück pro Umkarton 1  
Stück pro Palette 432  
Tiefe des Innenkartons 41 mm  
Breite des Innenkartons 41 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Höhe des Innenkartons	102 mm
Tiefe des Umkartons	188 mm
Breite des Umkartons	188 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0035 cbm
Gewicht des Produktes	0,109 kg
Gewicht des Umkartons	0,26 kg
EAN des Innenkartons	4038917141178
EAN des Umkartons	4038917279697

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

