



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	97.8710.502
Artikelbeschreibung	SAHARA-III 115 V, zum Auftauen und Erwärmen von in Kunststoffbeuteln abgefüllten Blutprodukten vor der Transfusion, max. Kapazität: 3 Konserven, geeignet für Plasma, Vollblut, Erythrozytenkonzentrate und kryokonservierte Präparate

## Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Erwärmung
Versorgungsspannung	115 V
Leistungsaufnahme Betrieb	655 W
Frequenz	50 Hz - 60 Hz

## Maße

Breite des Produktes	32 cm
Höhe des Produktes	32,5 cm
Länge des Produktes	49,3 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	Medizinprodukt Gerät, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	1
Volumen des Umkartons	0,129 cbm
Gewicht des Produktes	14,64 kg
Gewicht des Umkartons	16,6 kg
EAN des Innenkartons	4038917968331
EAN des Umkartons	4038917968348

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

