



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	97.8710.541
Artikelbeschreibung	Service-Modul SAHARA, zum Justieren und Kalibrieren von SAHARA-III, TRANSTHERM-III und SAHARA-TSC

## Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Erwärmung
-------------------	-----------

## Maße

Breite des Produktes	28 cm
Höhe des Produktes	7,5 cm
Länge des Produktes	33 cm

## Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	1
Volumen des Umkartons	0,0314 cbm
Gewicht des Produktes	1,85 kg
Gewicht des Umkartons	2,18 kg
EAN des Innenkartons	4028339753226
EAN des Umkartons	4028339753219

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

