



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	79.8710.610
Artikelbeschreibung	Adaptionskompresse-TSC, Ersatz-Gelkompresse zum Auftauen von kryokonservierten Blutstammzellpräparaten im SAHARA-TSC

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Erwärmung
-------------------	-----------

Maße

Breite des Produktes	16 cm
Länge des Produktes	23,5 cm

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	5
Stück pro Palette	960
Tiefe des Umkartons	320 mm
Breite des Umkartons	220 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,0099 cbm
Gewicht des Produktes	0,488 kg
Gewicht des Umkartons	2,6 kg
EAN des Innenkartons	4038917978545
EAN des Umkartons	4038917978552

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

