



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	97.8710.600
Artikelbeschreibung	SAHARA-TSC 230 V, zum Auftauen und Erwärmen von in Kunststoffbeuteln abgefüllten Blutprodukten vor der Transfusion, geeignet für kryokonservierte Stammzellen, inkl. Adaptionsschleife und Wärmeschale

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich	Erwärmung
Versorgungsspannung	230 V
Leistungsaufnahme Betrieb	655 W
Frequenz	50 Hz - 60 Hz

### **Maße**

Breite des Produktes	32 cm
Höhe des Produktes	32,5 cm
Länge des Produktes	49,3 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	Medizinprodukt Gerät, CE
CE-Zertifizierung	CE - Herstellererklärung
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	1
Tiefe des Umkartons	800 mm
Breite des Umkartons	460 mm
Höhe des Umkartons	470 mm
Volumen des Umkartons	0,173 cbm
Gewicht des Produktes	16 kg
Gewicht des Umkartons	21 kg
EAN des Innenkartons	4038917968539
EAN des Umkartons	4038917968546

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

