



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	74.5685.002
Artikelbeschreibung	Urinmess-System Wechselbeutel, 3 l, mit Ablassventil, steril, 1 Stück/Blister

### **Produkteigenschaften**

Farbe Druck/Etikett	blau
Ausführung	mit Ablassventil
Anwendungsbereich	Urinableitung
Arbeitsvolumen	3 l

### **Maße**

Nennvolumen	3 l
Volumen max	3 l

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.



### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	Medizinprodukt (MD)
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	50
Stück pro Palette	4050
Tiefe des Innenkartons	195 mm
Breite des Innenkartons	260 mm
Höhe des Innenkartons	20 mm
Tiefe des Umkartons	395 mm
Breite des Umkartons	297 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0252 cbm
Gewicht des Produktes	0,0473 kg
Gewicht des Umkartons	3,22 kg
EAN des Innenkartons	6955824024463
EAN des Umkartons	6955824024081

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

