



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.5218.101
Artikelbeschreibung	Urinbeutel, 1,5 l, mit Rückschlagventil, mit Ablassventil, Schlauchlänge: 90 cm, 150 Stück/Karton
PZN-Nummer	16333689

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	blau
Ausführung	mit Ablassventil
Anwendungsbereich	Urinaireitung
Arbeitsvolumen	1,5 l
Rückschlagventil	ja

Maße

Nennvolumen	1,5 l
Volumen max	1,5 l
Durchmesser des Schlauches	6,6 mm
Länge Schlauch	90 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	150
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	150
Stück pro Umkarton	150
Stück pro Palette	9600
Tiefe des Innenkartons	580 mm
Breite des Innenkartons	390 mm
Höhe des Innenkartons	150 mm
Tiefe des Umkartons	580 mm
Breite des Umkartons	390 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,0339 cbm
Gewicht des Produktes	0,0352 kg
Gewicht des Umkartons	5,8 kg
EAN des Innenkartons	6971243660969
EAN des Umkartons	6971243660693

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

