



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.5283.101
Artikelbeschreibung	Urinbeutel, 1,5 l, mit Rückschlagventil, Schlauchlänge: 90 cm, 200 Stück/Karton
PZN-Nummer	16333778

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	blau
Anwendungsbereich	Urinaireitung
Arbeitsvolumen	1,5 l
Rückschlagventil	ja

Maße

Nennvolumen	1,5 l
Volumen max	1,5 l
Durchmesser des Schlauches	6,6 mm
Länge Schlauch	90 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie Medizinprodukt
CE-Zertifizierung CE Lieferant
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 200
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 200
Stück pro Umkarton 200
Stück pro Palette 9600
Tiefe des Innenkartons 580 mm
Breite des Innenkartons 390 mm
Höhe des Innenkartons 150 mm
Tiefe des Umkartons 580 mm
Breite des Umkartons 390 mm
Höhe des Umkartons 150 mm
Volumen des Umkartons 0,0339 cbm
Gewicht des Produktes 0,0325 kg
Gewicht des Umkartons 7 kg
EAN des Innenkartons 6971243660952
EAN des Umkartons 6971243660686

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

