



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	71.9924.515
Artikelbeschreibung	Zange, Höhe: 11 mm, grün, zur Sammlung von diagnostischen Proben

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich	Sammlung von diagnostischen Proben
-------------------	------------------------------------

### **Maße**

Breite des Produktes	28 mm
Höhe des Produktes	11 mm
Länge des Produktes	108 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	grün

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	3000
Stück pro Innenkarton	3000
Stück pro Karton	3000
Stück pro Palette	90000
Tiefe des Umkartons	548 mm
Breite des Umkartons	373 mm
Höhe des Umkartons	408 mm
Volumen des Umkartons	0,0834 cbm
Gewicht des Umkartons	12 kg
EAN des Innenkartons	4038917155281
EAN des Umkartons	4038917398398

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

