



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	97.8300.455
Artikelbeschreibung	Köcherboden, Ersatzteil für TRANSKAT-Katheterköcher, Ø: 10 cm

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Stationsbedarf
-------------------	----------------

Maße

Durchmesser	10 cm
-------------	-------

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	rot

Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD	kein Medizinprodukt IVD
Lot- oder Seriennummer	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	1
Volumen des Umkartons	0,0039 cbm
Gewicht des Produktes	0,02 kg
Gewicht des Umkartons	0,19 kg
EAN des Innenkartons	4028339560428
EAN des Umkartons	4028339560411

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

