



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	97.8300.601
Artikelbeschreibung	Schlauchhalter, mit Haken, zur Fixierung von Infusions-/Transfusionsschläuchen, Kathetern, Sonden, Kabeln etc., mit Klett, Länge: 16 cm

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Stationsbedarf
-------------------	----------------

Maße

Breite des Produktes	2 cm
Länge des Produktes	16 cm

Material & Farben

Material des Produktes	Polyamid (PA)
Farbe des Produktes	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 15
Stück pro Innenkarton 15
Stück pro Karton 15
Volumen des Umkartons 0,0039 cbm
Gewicht des Produktes 0,0075 kg
Gewicht des Umkartons 0,29 kg
EAN des Innenkartons 4028339560725
EAN des Umkartons 4028339560718

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

