



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	79.8710.610
Artikelbeschreibung	Ersatzteil, Gelkomresse zum Auftauen von kryokonservierten Blutstammzellpräparaten im SAHARA-TSC

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Erwärmung
-------------------	-----------

Maße

Breite des Produktes	16 cm
Länge des Produktes	23,5 cm

Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE
Lot- oder Seriennummer	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Karton	5
Volumen des Umkartons	0,0041 cbm
Gewicht des Produktes	0,45 kg
Gewicht des Umkartons	2,35 kg
EAN des Innenkartons	4028339720426
EAN des Umkartons	4028339720419

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

