



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 79.8400.220
Artikelbeschreibung Blutsammelbeutel, Nennvolumen: 700 ml, Anschluss: HAEM-o-TRANS, Porengröße Vorfilter: 175 µm, mit Rücklaufsperr, steril

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich Autotransfusion
Filter ja
Porengröße 175
Anschluss HAEM-o-TRANS

Maße

Nennvolumen 700 ml
Breite des Produktes 19 cm
Länge des Produktes 25 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie Medizinprodukt
CE-Zertifizierung CE0482 (Medcert)
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Gassterilisation
Pyrogenfreiheit ja
Weichmacher Diethylhexylphthalate (DEHP)
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 50
Stück pro Innenkarton 10
Stück pro Karton 50
Stück pro Palette 3200
Volumen des Umkartons 0,0282 cbm
Gewicht des Produktes 0,0466 kg
Gewicht des Umkartons 2,98 kg
EAN des Innenkartons 4028339430325
EAN des Umkartons 4028339430318

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

