



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	97.8100.410
Artikelbeschreibung	Einmal-Druckinfusionsmanschette bis 500 ml, fixer Einschub, mit Manometer

### Produkteigenschaften

Verschlussart	fixer Einschub
Anwendungsbereich	Transfusion und Infusion

### Maße

Volumen max	500 ml
Breite des Produktes	15 cm
Höhe des Produktes	6 cm
Länge des Produktes	24 cm

### Material & Farben

Farbe des Produktes	grau
---------------------	------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	10
Stück pro Innenkarton	10
Stück pro Karton	20
Stück pro Palette	1440
Volumen des Umkartons	0,0183 cbm
Gewicht des Produktes	0,1295 kg
Gewicht des Umkartons	3,6 kg
EAN des Innenkartons	4028339311426
EAN des Umkartons	4028339311419

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

