



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	79.8200.000
Artikelbeschreibung	Transfusionsgerät, mit integriertem Kaskadenfilter, 175 µm, 40 µm, 10 µm, Spike-Farbe: gelb

### Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Transfusion und Infusion
-------------------	--------------------------

### Maße

Länge Schlauch	150 cm
----------------	--------

### Material & Farben

Farbe des Produktes	gelb
---------------------	------

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE0482 (Medcert)
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Weichmacher	Tri-Octyl-Trimellitate (TOTM)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Karton	100
Volumen des Umkartons	0,0566 cbm
Gewicht des Produktes	0,0492 kg
Gewicht des Umkartons	5,95 kg
EAN des Innenkartons	4028339420128
EAN des Umkartons	4028339420111

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

