



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	79.8096.285
Artikelbeschreibung	Plexuskatheter-Set, Setbestandteile: REGANESTH® unoplex 18G x 50 mm, Plexus-Katheter 21G x 500 mm, zentrale Öffnung, mit Mandrin und Luer-Einführhilfe, Zuspritzschlauch 60 cm, Tuohy-Borst Adapter, Flachfilter 0,2 µm mit Fixierung

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Regionalanästhesie
Filter	ja
Porengröße	0,2
Schliff Spitze	Facette
Anschluss	Luer

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

Durchmesser der Kanüle (außen)	18 G
Länge der Kanüle	50 mm
Länge Schlauch	60 cm

Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant > kein Sarstedt CE
Sterilisation	Gassterilisation
Weichmacher	Tri-Octyl-Trimellitate (TOTM)
Lot- oder Seriennummer	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Karton	80
Tiefe des Umkartons	464 mm
Breite des Umkartons	313 mm
Höhe des Umkartons	220 mm
Volumen des Umkartons	0,032 cbm
Gewicht des Produktes	0,0261 kg
Gewicht des Umkartons	3,69 kg
EAN des Innenkartons	4028339220520
EAN des Umkartons	4028339220513

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

