



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	79.8096.080
Artikelbeschreibung	Plexusnadel, 22G x 80 mm, sonografisch visualisierbar, Anschluss: Luer (w), Zuspritzschlauch dekonnektierbar, Schlauchlänge: 60 cm

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Regionalanästhesie
Schliff Spitze	Facette
Anschluss	Luer (w)

Maße

Durchmesser der Kanüle (außen)	22 G / 0,7 mm
Länge der Kanüle	80 mm
Länge Schlauch	60 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE0482 (Medcert)
Sterilisation	Gassterilisation
Weichmacher	Tri-Octyl-Trimellitate (TOTM)
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	10
Stück pro Innenkarton	10
Stück pro Karton	160
Stück pro Palette	5760
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	300 mm
Volumen des Umkartons	0,0475 cbm
Gewicht des Produktes	0,0107 kg
Gewicht des Umkartons	2,94 kg
EAN des Innenkartons	4028339210729
EAN des Umkartons	4028339210712

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

