



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	79.8081.224
Artikelbeschreibung	Spinalnadel, pencil-point, 22G x 120 mm, Anschluss: NRFit/ISO 80369-6

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Regionalanästhesie
Codierung Farbe	schwarz
Schliff Spitze	pencil-point
Anschluss	NRFit/ISO 80369-6

Maße

Durchmesser der Kanüle (außen)	22 G / 0,7 mm
Länge der Kanüle	120 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE0482 (Medcert)
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	20
Stück pro Innenkarton	20
Stück pro Karton	400
Tiefe des Umkartons	464 mm
Breite des Umkartons	313 mm
Höhe des Umkartons	220 mm
Volumen des Umkartons	0,032 cbm
Gewicht des Produktes	0,0045 kg
Gewicht des Umkartons	3,28 kg
EAN des Innenkartons	4028339113624
EAN des Umkartons	4028339113617

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

