



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	79.8082.204
Artikelbeschreibung	REGANESTH® Spinalnadel, Quincke, 20G x 90 mm, Anschluss: NRFit/ISO 80369-6

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Regionalanästhesie
Codierung Farbe	gelb
Schliff Spitze	Quincke
Anschluss	NRFit/ISO 80369-6

Maße

Durchmesser der Kanüle (außen)	20 G / 0,9 mm
Länge der Kanüle	90 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE 0482 (MedCert)
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	20
Art der Innenverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	20
Stück pro Karton	400
Tiefe des Innenkartons	203 mm
Breite des Innenkartons	111 mm
Höhe des Innenkartons	56 mm
Tiefe des Umkartons	464 mm
Breite des Umkartons	313 mm
Höhe des Umkartons	220 mm
Volumen des Umkartons	0,032 cbm
Gewicht des Produktes	0,004 kg
Gewicht des Umkartons	3,48 kg
EAN des Innenkartons	4028339121223
EAN des Umkartons	4028339121216

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

