



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	79.8082.254
Artikelbeschreibung	REGANESTH® Spinalnadel, Quincke, 25G x 90 mm, Anschluss: NRFit/ISO 80369-6, mit Introducer: 20G x 30 mm

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich	Regionalanästhesie
Codierung Farbe	orange
Introducer	20 G / 0,9 mm
Schliff Spitze	Quincke
Anschluss	NRFit/ISO 80369-6

### **Maße**

Durchmesser der Kanüle (außen)	25 G / 0,53 mm
Länge der Kanüle	90 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE 0482 (MedCert)
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	20
Stück pro Innenkarton	20
Stück pro Karton	400
Tiefe des Umkartons	464 mm
Breite des Umkartons	313 mm
Höhe des Umkartons	220 mm
Volumen des Umkartons	0,032 cbm
Gewicht des Produktes	0,0033 kg
Gewicht des Umkartons	3,2 kg
EAN des Innenkartons	4028339121827
EAN des Umkartons	4028339121810

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

