



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	97.8300.500
Artikelbeschreibung	Etikettenspender, Größe (LxBxH): 18 x 15 x 14 cm, Tischmodell oder Wandmontage, fasst 7 Rollen Spritzenetiketten

### Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Kennzeichnung
-------------------	---------------

### Maße

Breite des Produktes	15 cm
Höhe des Produktes	14 cm
Länge des Produktes	18 cm

### Material & Farben

Farbe des Produktes	weiß
---------------------	------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





## Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                nein

## Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)    1  
Art der Innenverpackung        Karton  
Stück pro Innenkarton            1  
Stück pro Karton                   1  
Volumen des Umkartons         0,0054 cbm  
Gewicht des Produktes            1,68 kg  
Gewicht des Umkartons          1,78 kg  
EAN des Innenkartons            4028339550122  
EAN des Umkartons               4028339550115

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

