



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.5766.001
Artikelbeschreibung	Kletthalteband, Größe: S (380-430 mm), Material: Nylon
Hilfsmittelnummer	15.25.11.0039
PZN-Nummer	8406664

Maße

Länge des Produktes	430 mm
---------------------	--------

Material & Farben

Material des Produktes	Nylon
Farbe des Produktes	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE
Lot- oder Seriennummer	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	10
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	10
Stück pro Palette	3240
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,016 kg
Gewicht des Umkartons	0,29 kg
EAN des Innenkartons	4038917136600
EAN des Umkartons	4038917027205

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

