



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.5766.002
Artikelbeschreibung	Kletthalteband, Größe: M (440-530 mm), Material: Nylon
Hilfsmittelnummer	15.25.11.0039
PZN-Nummer	8407149

Maße

Länge des Produktes	530 mm
---------------------	--------

Material & Farben

Material des Produktes	Nylon
Farbe des Produktes	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE
Lot- oder Seriennummer	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	10
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	10
Stück pro Palette	3240
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,02 kg
Gewicht des Umkartons	0,33 kg
EAN des Innenkartons	4038917136617
EAN des Umkartons	4038917027212

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

