



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.5767.003
Artikelbeschreibung	UroStretch, Größe: L, Material: Polyester
Hilfsmittelnummer	15.25.11.1034
PZN-Nummer	8406960

Material & Farben

Material des Produktes	Polyester
Farbe des Produktes	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant > kein Sarstedt CE
Lot- oder Seriennummer	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	10
Stück pro Innenkarton	10
Stück pro Karton	10
Stück pro Palette	2340
Tiefe des Umkartons	283 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Breite des Umkartons	173 mm
Höhe des Umkartons	135 mm
Volumen des Umkartons	0,0066 cbm
Gewicht des Produktes	0,043 kg
Gewicht des Umkartons	0,55 kg
EAN des Innenkartons	4038917136655
EAN des Umkartons	4038917027250

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

