



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	74.5228.005
Artikelbeschreibung	Urinbeutel, 2 l, mit Rückschlagventil, Ablassventil, steril, Schlauchlänge: 90 cm, 1 Stück/Blister
PZN-Nummer	16333726

### **Produkteigenschaften**

Farbe Druck/Etikett	blau
Ausführung	Ablassventil
Anwendungsbereich	Urin- und Sekretableitung
Arbeitsvolumen	2 l
Rückschlagventil	ja

### **Maße**

Nennvolumen	2 l
Volumen max	2 l
Durchmesser des Schlauches	6,6 mm
Länge Schlauch	90 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produkt nach MPG oder IVD	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE0124 (Dekra)
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gassterilisation
Lot- oder Seriennummer	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Art der Innenverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	100
Stück pro Palette	4800
Volumen des Umkartons	0,0223 cbm
Gewicht des Produktes	0,042 kg
Gewicht des Umkartons	4,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917388726
EAN des Umkartons	4038917388719

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

