



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.5228.101
Artikelbeschreibung	Urinbeutel, 2 l, mit Rückschlagventil, Ablassventil, Schlauchlänge: 90 cm
PZN-Nummer	16333732

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	blau
Ausführung	Ablassventil
Anwendungsbereich	Urin- und Sekretableitung
Arbeitsvolumen	2 l
Rückschlagventil	ja

Maße

Nennvolumen	2 l
Volumen max	2 l
Durchmesser des Schlauches	6,6 mm
Länge Schlauch	90 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE
Lot- oder Seriennummer	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	150
Stück pro Innenkarton	150
Stück pro Karton	150
Stück pro Palette	6600
Volumen des Umkartons	0,0243 cbm
Gewicht des Produktes	0,0509 kg
Gewicht des Umkartons	7,94 kg
EAN des Innenkartons	4038917388757
EAN des Umkartons	4038917388740

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

