



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.5281.005
Artikelbeschreibung	Sekretbeutel, 1,5 l, steril, Schlauchlänge: 90 cm, 1 Stück/Blister
PZN-Nummer	16333614

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	blau
Anwendungsbereich	Sekretableitung
Arbeitsvolumen	1,5 l
Rückschlagventil	nein

Maße

Nennvolumen	1,5 l
Volumen max	1,5 l
Durchmesser des Schlauches	6,6 mm
Länge Schlauch	90 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie Medizinprodukt
CE-Zertifizierung CE0124 (Dekra)
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Gassterilisation
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 100
Art der Innenverpackung Blister
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Karton 100
Stück pro Palette 4800
Tiefe des Umkartons 387 mm
Breite des Umkartons 292 mm
Höhe des Umkartons 265 mm
Volumen des Umkartons 0,0299 cbm
Gewicht des Produktes 0,036 kg
Gewicht des Umkartons 4,1 kg
EAN des Innenkartons 4038917354561
EAN des Umkartons 4038917354554

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

