



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.5282.005
Artikelbeschreibung	Sekretbeutel, 2 l, steril, Schlauchlänge: 90 cm, 1 Stück/Blister
PZN-Nummer	16333643

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	blau
Anwendungsbereich	Sekretableitung
Arbeitsvolumen	2 l
Rückschlagventil	nein

Maße

Nennvolumen	2 l
Volumen max	2 l
Durchmesser des Schlauches	6,6 mm
Länge Schlauch	90 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE0124 (Dekra)
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gassterilisation
Lot- oder Seriennummer	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Art der Innenverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	100
Stück pro Palette	9600
Volumen des Umkartons	0,0223 cbm
Gewicht des Produktes	0,041 kg
Gewicht des Umkartons	4,4 kg
EAN des Innenkartons	4038917388870
EAN des Umkartons	4038917388863

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

