



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.5282.101
Artikelbeschreibung	Sekretbeutel, 2 l, Schlauchlänge: 90 cm
PZN-Nummer	16333583

### Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	blau
Anwendungsbereich	Sekretableitung
Arbeitsvolumen	2 l
Rückschlagventil	nein

### Maße

Nennvolumen	2 l
Volumen max	2 l
Durchmesser des Schlauches	6,6 mm
Länge Schlauch	90 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polyvinylchlorid (PVC)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie Medizinprodukt  
CE-Zertifizierung CE  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 200  
Stück pro Innenkarton 200  
Stück pro Karton 200  
Stück pro Palette 9600  
Volumen des Umkartons 0,0279 cbm  
Gewicht des Produktes 0,035 kg  
Gewicht des Umkartons 7,4 kg  
EAN des Innenkartons 4038917388849  
EAN des Umkartons 4038917388832

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

