



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.5283.005
Artikelbeschreibung	Urinbeutel, 1,5 l, mit Rückschlagventil, steril, Schlauchlänge: 90 cm, 1 Stück/Blister
PZN-Nummer	16333761

### Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	blau
Anwendungsbereich	Urin- und Sekretableitung
Arbeitsvolumen	1,5 l
Rückschlagventil	ja

### Maße

Nennvolumen	1,5 l
Volumen max	1,5 l
Durchmesser des Schlauches	6,6 mm
Länge Schlauch	90 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produkt nach MPG oder IVD	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE0124 (Dekra)
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gassterilisation
Lot- oder Seriennummer	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Art der Innenverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Karton	100
Stück pro Palette	4800
Tiefe des Umkartons	387 mm
Breite des Umkartons	292 mm
Höhe des Umkartons	265 mm
Volumen des Umkartons	0,0299 cbm
Gewicht des Produktes	0,0358 kg
Gewicht des Umkartons	4,1 kg
EAN des Innenkartons	4038917354622
EAN des Umkartons	4038917354615

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

