



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.5283.101
Artikelbeschreibung	Urinbeutel, 1,5 l, mit Rückschlagventil, Schlauchlänge: 90 cm
PZN-Nummer	16333778

### Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	blau
Anwendungsbereich	Urin- und Sekretableitung
Arbeitsvolumen	1,5 l
Rückschlagventil	ja

### Maße

Nennvolumen	1,5 l
Volumen max	1,5 l
Durchmesser des Schlauches	6,6 mm
Länge Schlauch	90 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produkt nach MPG oder IVD	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE
Lot- oder Seriennummer	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	200
Stück pro Innenkarton	200
Stück pro Karton	200
Stück pro Palette	9600
Tiefe des Umkartons	387 mm
Breite des Umkartons	292 mm
Höhe des Umkartons	265 mm
Volumen des Umkartons	0,0299 cbm
Gewicht des Produktes	0,0325 kg
Gewicht des Umkartons	7 kg
EAN des Innenkartons	4038917354653
EAN des Umkartons	4038917354646

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

