



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.5284.101
Artikelbeschreibung	Urinbeutel, 2 l, mit Rückschlagventil, Schlauchlänge: 90 cm
PZN-Nummer	16333749

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	blau
Anwendungsbereich	Urin- und Sekretableitung
Arbeitsvolumen	2 l
Rückschlagventil	ja

Maße

Nennvolumen	2 l
Volumen max	2 l
Durchmesser des Schlauches	6,6 mm
Länge Schlauch	90 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie Medizinprodukt
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 200
Stück pro Innenkarton 200
Stück pro Karton 200
Stück pro Palette 9600
Volumen des Umkartons 0,0279 cbm
Gewicht des Produktes 0,035 kg
Gewicht des Umkartons 7,4 kg
EAN des Innenkartons 4038917388993
EAN des Umkartons 4038917388986

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

